

Instruções Para Profissional De Saúde: Preparação de Respiradores N95 Compatíveis para Descontaminação Usando os Sistemas De Esterilização STERIS

O Food and Drug Administration dos USA autorizou uma Autorização de Uso de Emergência (EUA) para o ciclo STERIS de descontaminação (ciclo não lúmen) do respirador N95 nos Esterilizadores STERIS V-PRO 1 Plus, maX e maX2 (doravante denominado "Sistema de Esterilização STERIS") para uso na descontaminação de respiradores compatíveis ou equivalentes à N95 (doravante referidos como "respiradores compatíveis com N95"), reutilização para um único usuário da equipe de saúde. Os profissionais de saúde devem seguir estas instruções, bem como procedimentos médicos em suas unidades de saúde, para preparar respiradores compatíveis N95 para descontaminação usando o Sistema de esterilização STERIS.



- **Devido à incompatibilidade, o Sistema de Esterilização STERIS não está autorizado para uso em respiradores ou embalagens contendo materiais à base de celulose ou papel .**
- **Todos os respiradores compatíveis com N95 usados no sistema de esterilização STERIS devem estar livres de danos visíveis e contaminação/sujidade visual (por exemplo, sangue, catarro seco, maquiagem, fluidos corporais).**
- **Os respiradores compatíveis com N95 que estão visivelmente sujos ou danificados não devem ser coletados para descontaminação e devem ser descartados pelos profissionais de saúde.**
- **Os respiradores compatíveis com N95 devem ser descartados após 10 ciclos de descontaminação.**
- **Qualquer respirador N95 compatível, cuja rastreabilidade tenha sido perdida ou número de ciclos de descontaminação que não possam ser identificados deve ser descartado.**
- **Os respiradores N95 compatíveis descontaminados não são estéreis.**

Marcação e coleta de respiradores compatíveis com o N95:

1. A STERIS recomenda manter a cadeia de custódia nos respiradores compatíveis N95 para minimizar o risco de contaminação cruzada. Coloque seu próprio respirador N95 compatível individualmente em embalagens Tyvek no ao final do uso. Você deve rotular com seu nome e/ou outro identificador usando um marcador permanente. A rotulagem deve ser legível escrito na parte externa OU dentro de cada respirador compatível N95, como mostrado abaixo.
2. Coloque uma marca informando o número de reuso em seu respirador compatível N95 e o embale em Tyvek individualmente para manter a descontaminação. **NOTA: seu respirador em embalagem Tyvek pode ser descontaminado até um máximo de 10 vezes.**
3. Confirme se a rotulagem está legível e se não há danos visíveis ou sujidade/contaminação antes de embalar seu respirador compatível N95.
4. Coloque seu respirador compatível N95 na embalagem Tyvek fornecida pelo seu serviço de saúde e feche-o.



Coloque o respirador compatível N95 e no recipiente na estação de coleta designada pela unidade de saúde.

5. Após receber o respirador compatível N95 e não contaminado, verifique o identificação do respirador para garantir que pertence ao indivíduo apropriado.
6. Se a rotulagem não estiver legível ou se houver sujidade ou dano visível, descarte o respirador. Descarte o respirador e a embalagem Tyvek após 10 ciclos de descontaminação.

NOTA: Somente respiradores compatíveis N95 em embalagens Tyvek devem ser colocados nesta estação de coleta para descontaminação. Nenhum outro item será descontaminado no mesmo ciclo.